

"A minőség még sokáig megmarad, amikor az árat már rég elfelejtették."

Harry Gordon Selfridge

## Motiva mellimplantátum



A MOTIVA® implantátum új név, de a mögötte lévő know-how több évtizedet tesz ki. A gyártó Establishment Labs cég tulajdonosai, fejlesztőmérnökei és egyéb részlegek vezetői, a gyártásban részt vevő személyek előző munkahelyeiken (Allergan, Mentor, Eurosilicone, Silimed) szerzett összevont tapasztalatukat alkalmazzák a prémium kategóriás MOTIVA® implantátum fejlesztése és gyártása során. A gyár nemzetközi befektetők tulajdona, a tulajdonosok között szerepel az Eurosilicone volt tulajdonosa, Costa Rica-i plasztikai sebész család, amerikai befektetők.

A gyárat 2004-ben alapította a Tourniere család (Eurosilicone tulajdonosa) és a Chacon-Quiros család (plasztikai sebész). Costa Ricában található. A kutatás-fejlesztés, marketing, minőségbiztosítás stb. vezetői korábban az Allergan, Mentor, Silimed, Eurosilicone cégeknél töltötték be hasonló funkciót. Az implantátumot 2010 óta használják Közép- és Dél-Amerikában. Európában 2011-ben kezdődött el a forgalmazása.

A MOTIVA® implantátum CE engedéllyel, ISO 9001:2008 és ISO 13485:2003 engedélyekkel rendelkezik. Emellett L:E:E:D.(Független szakértő és Ellenőrző Hivatal) környezetvédelmi tanúsítvánnyal és ISO 14001 engedéllyel is minősítette.

### **Mik az alkalmazott technikák és miben különbözik a MOTIVA implantátum a többi mellimplantátumtól?**

#### **1. TrueMonobloc® Patch**

Megnövelt héjerősség, fokozott tartósság, könnyebb behelyezés. A patch vulkanizálással és nem ragasztással kerül rögzítésre, a héjjal egyforma rugalmassággal rendelkeznek..

#### **2. 100% töltöttség Progressive® géllal**

Különösen puha tapintatú, de a kohezív II-III közötti gélhez hasonló formatartású, új fejlesztésű kohezív gél. Alapanyaga a legmagasabb tisztaságú orvosi szilikon (NUSIL, a világ vezető szállítója). A 100% os töltöttség segít megőrizni a formát és esztétikus felső pólus teltséget biztosít. Hosszabb élettartamot eredményez, mert kiküszöböli a redők, ráncok kialakulását, ezáltal megakadályozza a héj megtörését. A progresszív gél jellemző

tulajdonsága, hogy a nagyobb méretű implantátumok esetében is megfelelő formatartással bír, nem mutat fokozott hajlamot redőződésre.

### **3. Rugalmasság**

A héj kivételes nyúlási együtthatója 900% feletti. Ez a mutató csaknem kétszeresen túlteljesíti a megkövetelt 500%-ot. A rendkívül rugalmas héj szintén hozzájárul a puha, mégis formatartó jelleghez.

### **4. Rezisztencia vizsgálat**

A MOTIVA® implantátum ezen tesztje szintén túlteljesíti a hatósági elvárásokat. Többrétegű, low bleed biztonsági héj, szabadalmazott „Blue Seal” barrier réteg biztosítja a biztonságot.

### **5. Újfajta mérettáblázat kerek implantátumokra**

A kerek implantátumokra kidolgozott mátrix rendszer egyszerű méretkalkulációt biztosít, ugyanazon alap átmérő mellé három különböző projekció lehetőségével.

### **6. Korszerűsített implantátumcsomagolás és tervezés**

▶ megfelelően steril, de egyszerű és gyors hozzáférhetőség

▶ páciens információs leírás

▶ egyedi tervezésű elegáns implantátum garanciakártya a páciens részére

▶ közvetlen regisztráció lehetősége a garancia érvényesítésére

(a páciens regisztrálni tudja magát- a kapott implantátumot- a gyártó honlapján keresztül)

▶ hamisíthatatlan (nem hamisítható) hologramos zárjegy

▶ a későbbiekben „iker” csomagolás, hogy minden, párban behelyezett implantátum azonos gyártási szériából kerüljön ki ez által is biztosítva a tökéletesen egyforma paramétereket.

### **7. Silk® felület**

- ▶ 8000 pórus/ cm<sup>2</sup> könnyű behelyezést biztosít
- ▶ minimális gél migráció

## **8.Korszerű száraz hő sterilizálás**

▶Fertőtlenítő anyag maradvány mentes módszer, szemben az etilén oxid sterilizálással. Az egyetlen FDA által elfogadott sterilizálási módszer az emlőimplantátumokra.

## **9.Élettartam garancia (Always Confident Warranty Program)**

Ingyenes implantátum csere

▶gyártási hibából adódó kiszakadás

▶Baker III-IV típusú capsularis contractura esetén